





مراحل اتصال سنسور قند خون به اپلیکیشن زی‌بونا

۱. دانلود و نصب اپلیکیشن




zeebona.ir

دریافت نسخه اندروید


اپلیکیشن فارسی زی‌بونا را به سادگی روی گوشی همراه خود نصب کنید و با چند قدم ساده به انواع گجت‌های شاخص‌های سلامتی مانند CGM و گجت‌های پوشیدنی متصل شوید تا صدای بدن خود را بهتر بشنوید.

۲. ثبت نام در اپلیکیشن




۳. نصب سنسور قند خون روی بدن

قبل از نصب سنسور روی بدن، حتماً اپلیکیشن زی‌بونا را روی موبایل خود فعال کنید و مراحل اولیه راه‌اندازی (ثبت‌نام، تایید شماره همراه، روشن کردن بلوتوث) را کامل کنید.



بعد از اینکه سنسور را روی شکم یا بازو نصب کردید، حداکثر ۳۰ دقیقه برای وصل شدن به اپلیکیشن روی گوشی همراه خود فرصت دارید. اگر در فاصله این زمان به بلوتوث هم وصل نشده باشید، سنسور برای همیشه از کار می‌افتد و دیگر قابل استفاده نیست.




مشاهده ویدیوی راهنمای
نصب CGM و اتصال به اپلیکیشن زی‌بونا

۴. اتصال سنسور قند خون به اپلیکیشن زی‌بونا

برای فعال کردن سنسور روی اپلیکیشن مراحل زیر را قدم‌به‌قدم اجرا کنید:

۱. انتخاب گزینه «اتصال گجت به برنامه» در اپلیکیشن
۲. فعال‌سازی اعلان‌ها برای دریافت هشدارها
۳. فعال‌سازی بلوتوث گوشی همراه
۴. تایید اتصال به دستگاه‌های اطراف
۵. وارد کردن شماره سریال فرستنده روی جعبه سنسور
۶. شروع فرآیند اتصال (ممکن است چند ثانیه طول بکشد)
۷. شروع فرایند راه‌اندازی اولیه (۶۰ دقیقه طول می‌کشد)
۸. نمایش عدد قند خون هر ۵ دقیقه یک‌بار



توصیه‌های کلیدی و دستورالعمل‌های مهم

- طول عمر سنسور شما ۱۰ روز است.
- بعد از نصب سنسور روی بدن و اتصال آن به اپلیکیشن، دستگاه به مدت ۱۰ روز، هر ۵ دقیقه یک‌بار اطلاعات قند خونتان را به اپلیکیشن ارسال می‌کند.
- وقتی عمر سنسور به پایان می‌رسد (بعد از ۱۰ روز)، پیش از جدا کردن آن از بدن، حتماً گزارش‌های تحلیلی قند خون خود را از اپلیکیشن دریافت کنید.
- در پایان این دوره، سنسور و فرستنده را از بدن جدا کنید؛ سنسور را دور بیندازید و فرستنده را برای استفاده مجدد نگه دارید.
- پس از منقضی‌شدن سنسور، می‌توانید سنسور جدید تهیه و نصب کنید.